

Lithofin Rouille-Net Eliminateur de rouille sans acide

Description

Nettoyant légèrement alcalin qui permet d'éliminer les taches de rouille et les résidus d'oxyde métallique.

Spécifications techniques :

Densité : environ 1.1g/cm³

Point d'inflammation : n.a.

Valeur pH : environ 9

Aspect : liquide, transparent, presque incolore

Odeur : sulfurée, intense

Solubilité dans l'eau : très bonne

Propriétés

Les composants chimiques transforment la rouille pour la rendre soluble dans l'eau. Une coloration violette montre la réaction et les particules qui restent peuvent être rincées à l'eau. Lithofin Rouille-Net ne change pas l'aspect de la surface et peut donc être utilisé sur des taches isolées.

Domaine d'application

Pour enlever les taches de rouille de toutes sortes : engrais ferrugineux, pièces métalliques, mobilier de jardin en métal, fuites de systèmes de chauffage, etc. Convient aux surfaces en carrelage, grès cérame, marbre, pierre calcaire, granit, gneiss, béton ou autres pierres artificielles.

Mode d'emploi

Appliquer une couche généreuse de Lithofin Rouille-Net sur une surface sèche et éventuellement répartir à la brosse. Une coloration violette montre le début de la réaction chimique. Laisser agir 10 minutes maximum. Ne pas laisser sécher. Ajouter quelques gouttes de Lithofin MN Multi-Nettoyant (ou du produit à vaisselle dilué) dans de l'eau, brosser et bien rincer.

Important : Ne pas laisser agir plus de 10 minutes.

En cas d'effet insuffisant, répéter le processus.

Les pierres naturelles ou artificielles ferrugineuses peuvent changer d'aspect après le traitement.

NB : Toujours tester le produit sur un endroit discret du revêtement. Éviter tout contact avec des métaux, laques, bois ou d'autres surfaces sensibles.

Un temps d'action trop prolongé sur les pierres calcaires polies peut ternir la surface. Une éventuelle coloration violette s'estompe avec le temps.

Température de traitement : La température des surfaces à traiter ne doit pas être inférieure à 15°C.

Rendement : jusqu'à 10m²/L

Stockage

Fermé, au frais et dans l'obscurité jusqu'à 6 mois. Avec le temps, le produit deviendra violet.

Protection de l'environnement

Les tensioactifs sont biodégradables, conformément à la loi. Ne contient pas de phosphates.

Élimination : Éliminer les résidus selon la réglementation en vigueur. Le flacon est fabriqué en polyéthylène (PE) écologique. Les flacons rincés et séchés sont recyclables via les systèmes de récupération des déchets.

Sécurité

Bien aérer pendant le traitement.

Composants : mercaptoacetate de sodium, méthylisothiazolinone, méthylisothiazolinone chloré.

Étiquetage conformément à la directive 1999/45 CE :

Xn, nocif.

Nocif en cas d'ingestion. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

ADR2003/GGVSE : produit non dangereux.

Unités de conditionnement (UC)

500ml : bouteille avec bouchon de sécurité enfants - 10 bidons par carton

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié. Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F9.11gps/12.07)